

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Stahl



Art.-Nr. 2.114.14



Art.-Nr. 2.125.26



Art.-Nr. 2.133.20



Art.-Nr. 2.545.24



Art.-Nr. 2.549.40

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
-------------	-------------	-----

Kortikalisschraube Ø 2.0 mm; winkelstabil; Stahl

2.114.06	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde und Tiefenstopp; Ø 2.0 x 6 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.114.08	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde und Tiefenstopp; Ø 2.0 x 8 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.114.10	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde und Tiefenstopp; Ø 2.0 x 10 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.114.12	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde und Tiefenstopp; Ø 2.0 x 12 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.114.14	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde und Tiefenstopp; Ø 2.0 x 14 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.114.16	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde und Tiefenstopp; Ø 2.0 x 16 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.114.18	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde und Tiefenstopp; Ø 2.0 x 18 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.114.20	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde und Tiefenstopp; Ø 2.0 x 20 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.114.22	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde und Tiefenstopp; Ø 2.0 x 22 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.114.24	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde und Tiefenstopp; Ø 2.0 x 24 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.114.26	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde und Tiefenstopp; Ø 2.0 x 26 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	

Kortikalisschraube Ø 2.7 mm; winkelstabil; Stahl

2.125.08	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 8 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	
2.125.10	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 10 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	
2.125.12	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 12 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	
2.125.14	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 14 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	
2.125.16	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 16 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Stahl



Art.-Nr. 2.114.14



Art.-Nr. 2.125.26



Art.-Nr. 2.133.20



Art.-Nr. 2.545.24



Art.-Nr. 2.549.40

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
Kortikalisschraube Ø 2.7 mm; winkelstabil; Stahl		
2.125.18	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 18 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 124282
2.125.20	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 20 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 124299
2.125.22	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 22 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 124305
2.125.24	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 24 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 124312
2.125.26	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 26 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 124329
2.125.28	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 28 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 124336
2.125.30	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 30 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 124343
2.125.32	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 32 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 161683
2.125.34	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 34 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 161690
2.125.36	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 36 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 161706
2.125.38	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 38 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 161713
2.125.40	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 40 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 161720
2.125.42	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 42 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 161737
2.125.44	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 2.7 x 44 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0 mm; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 161744

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Stahl



Art.-Nr. 2.114.14



Art.-Nr. 2.125.26



Art.-Nr. 2.133.20



Art.-Nr. 2.545.24



Art.-Nr. 2.549.40

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; winkelstabil; Stahl		
2.133.10	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 10 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069286
2.133.12	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 12 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069187
2.133.14	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 14 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069194
2.133.16	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 16 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069071
2.133.18	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 18 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069088
2.133.20	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 20 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069217
2.133.22	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 22 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069118
2.133.24	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 24 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069309
2.133.26	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 26 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069316
2.133.28	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 28 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069200
2.133.30	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 30 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069330
2.133.32	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 32 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069224
2.133.34	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 34 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069231
2.133.35	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 35 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 113989
2.133.36	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 36 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069248
2.133.38	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 38 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069156
2.133.40	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 40 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069439

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Stahl



Art.-Nr. 2.114.14



Art.-Nr. 2.125.26



Art.-Nr. 2.133.20



Art.-Nr. 2.545.24



Art.-Nr. 2.549.40

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
-------------	-------------	-----

Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; winkelstabil; Stahl

2.133.42	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 42 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069446
2.133.44	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 44 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069347
2.133.45	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 45 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 113996
2.133.46	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 46 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069354
2.133.48	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 48 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069255
2.133.50	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 50 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069262
2.133.55	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 55 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 113972
2.133.60	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 60 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069378
2.133.65	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 3.5 x 65 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 069293

Kortikalisschraube Ø 4.5 mm; winkelstabil; Stahl

2.545.10	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 10 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 080748
2.545.12	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 12 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 080632
2.545.14	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 14 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 080649
2.545.16	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 16 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 080779
2.545.18	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 18 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 080878
2.545.20	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 20 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 080885
2.545.22	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 22 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 047075 080755

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Stahl



Art.-Nr. 2.114.14



Art.-Nr. 2.125.26



Art.-Nr. 2.133.20



Art.-Nr. 2.545.24



Art.-Nr. 2.549.40

Artikel-Nr.

Bezeichnung

EAN

Kortikalisschraube Ø 4.5 mm; winkelstabil; Stahl

2.545.24	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 24 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080762
2.545.26	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 26 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080915
2.545.28	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 28 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080922
2.545.30	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 30 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080793
2.545.32	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 32 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080809
2.545.34	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 34 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080892
2.545.36	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 36 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080908
2.545.38	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 38 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 081028
2.545.40	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 40 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080939
2.545.42	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 42 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080946
2.545.44	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 44 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080816
2.545.45	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 45 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080823
2.545.46	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 46 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080977
2.545.48	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 48 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 081035
2.545.50	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 50 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 081042
2.545.52	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 52 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080953
2.545.54	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 54 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ⁰ 080960

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Stahl



Art.-Nr. 2.114.14



Art.-Nr. 2.125.26



Art.-Nr. 2.133.20



Art.-Nr. 2.545.24



Art.-Nr. 2.549.40

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
-------------	-------------	-----

Kortikalisschraube Ø 4.5 mm; winkelstabil; Stahl

2.545.55	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 55 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.545.56	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 56 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.545.58	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 58 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.545.60	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 60 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.545.62	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 62 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.545.64	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 64 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.545.65	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 65 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.545.66	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 66 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.545.68	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 68 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.545.70	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 70 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.545.75	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 75 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.545.80	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 80 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	
2.545.85	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 4.5 x 85 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	

Kortikalisschrauben

winkelstabil; Stahl



Art.-Nr. 2.114.14



Art.-Nr. 2.125.26



Art.-Nr. 2.133.20



Art.-Nr. 2.545.24



Art.-Nr. 2.549.40

Artikel-Nr.	Bezeichnung	EAN
Kortikalisschraube Ø 5.5 mm; winkelstabil; Stahl		
2.549.20	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 5.5 x 20 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 146970
2.549.35	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 5.5 x 35 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 146987
2.549.40	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 5.5 x 40 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 139569
2.549.45	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 5.5 x 45 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 139576
2.549.50	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 5.5 x 50 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 139583
2.549.55	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 5.5 x 55 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 139590
2.549.60	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 5.5 x 60 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 139606
2.549.65	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 5.5 x 65 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 139613
2.549.70	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 5.5 x 70 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 139620
2.549.75	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 5.5 x 75 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 139637
2.549.80	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 5.5 x 80 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 139644
2.549.85	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 5.5 x 85 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 139651
2.549.90	Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 5.5 x 90 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	4 ⁰ 047075 ¹ 139668