

KFN-Königseer-Femur-Nagel

Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 7.1KF.10/210
Art.-Nr. steril S7.1KF.10/210



Art.-Nr. 7.1KF.11/210
Art.-Nr. steril S7.1KF.11/210



Art.-Nr. 7.1KF.12/210
Art.-Nr. steril S7.1KF.12/210

Art.-Nr.	EAN	Bezeichnung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Implantate - Nägel				
Königseer-Femur-Nagel 125°, Titan				
7.3KF.10/210		Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 10 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm	S7.3KF.10/210	
7.3KF.11/210		Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 11 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm	S7.3KF.11/210	
7.3KF.12/210		Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 12 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm	S7.3KF.12/210	
7.3KF.13/210		Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 13 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm	S7.3KF.13/210	
7.3KF10,5L/340		Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 10.5 x 340 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; links	S7.3KF.340L	
7.3KF10,5R/340		Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 10.5 x 340 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; rechts	S7.3KF.340R	
7.3KF10,5L/380		Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 10.5 x 380 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; links	S7.3KF.380L	
7.3KF10,5R/380		Königseer-Femur-Nagel 125°; Ø 10.5 x 380 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; rechts	S7.3KF.380R	
Königseer-Femur-Nagel 130°, Titan				
7.1KF.10/210		Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 10 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm	S7.1KF.10/210	
7.1KF.11/210		Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 11 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm	S7.1KF.11/210	
7.1KF.12/210		Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 12 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm	S7.1KF.12/210	
7.1KF.13/210		Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 13 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm	S7.1KF.13/210	
7.1KF10,5L/340		Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 10.5 x 340 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; links	S7.1KF.340L	
7.1KF10,5R/340		Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 10.5 x 340 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; rechts	S7.1KF.340R	
7.1KF10,5L/420		Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 10.5 x 420 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; links	S7.1KF.420L	
7.1KF10,5R/420		Königseer-Femur-Nagel 130°; Ø 10.5 x 420 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm; rechts	S7.1KF.420R	

KFN-Königseer-Femur-Nagel

Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.157.36
Art.-Nr. steril S3.157.36

Art.-Nr.	EAN	Bezeichnung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Implantate - Schrauben; Titanlegierung; TiOB®-beschichtet				
3.157.25		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 25 mm; selbstschneidend	S3.157.25	
3.157.26		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 26 mm; selbstschneidend	S3.157.26	
3.157.28		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 28 mm; selbstschneidend	S3.157.28	
3.157.30		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 30 mm; selbstschneidend	S3.157.30	
3.157.32		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 32 mm; selbstschneidend	S3.157.32	
3.157.34		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 34 mm; selbstschneidend	S3.157.34	
3.157.35		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 35 mm; selbstschneidend	S3.157.35	
3.157.36		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 36 mm; selbstschneidend	S3.157.36	
3.157.38		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 38 mm; selbstschneidend	S3.157.38	
3.157.40		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 40 mm; selbstschneidend	S3.157.40	
3.157.42		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 42 mm; selbstschneidend	S3.157.42	
3.157.44		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 44 mm; selbstschneidend	S3.157.44	
3.157.45		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 45 mm; selbstschneidend	S3.157.45	
3.157.50		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 50 mm; selbstschneidend	S3.157.50	
3.157.55		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 55 mm; selbstschneidend	S3.157.55	
3.157.60		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 60 mm; selbstschneidend	S3.157.60	
3.157.65		Verriegelungsschraube für KFN; Ø 5.5 x 65 mm; selbstschneidend	S3.157.65	

KFN-Königsee-Femur-Nagel

Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 3.428.100
Art.-Nr. steril S3.428.100



Art.-Nr. 7.311.12
Art.-Nr. steril S7.311.12



Art.-Nr. 7.311.30
Art.-Nr. steril S7.311.30



Art.-Nr. 3.310.52
Art.-Nr. steril S3.310.52



Art.-Nr. 7.311.01
Art.-Nr. steril S7.311.01

Art.-Nr.	EAN	Bezeichnung	Art.-Nr. steril	EAN steril
----------	-----	-------------	-----------------	------------

Implantate - Schrauben; Titanlegierung; TiOB®-beschichtet

3.428.65		Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 65 mm	S3.428.65	
3.428.70		Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 70 mm	S3.428.70	
3.428.75		Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 75 mm	S3.428.75	
3.428.80		Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 80 mm	S3.428.80	
3.428.85		Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 85 mm	S3.428.85	
3.428.90		Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 90 mm	S3.428.90	
3.428.95		Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 95 mm	S3.428.95	
3.428.100		Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 100 mm	S3.428.100	
3.428.105		Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 105 mm	S3.428.105	
3.428.110		Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 110 mm	S3.428.110	
3.428.115		Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 115 mm	S3.428.115	
3.428.120		Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 x 120 mm	S3.428.120	

Implantate - Schrauben

7.311.12		Verschlusschraube ohne Feststellbolzen für KFN; Länge 28 mm; M 12; Titanlegierung; TiOB®-beschichtet	S7.311.12	
7.311.30		Verschlusschraube m.Feststellbolzen für KFN; Länge 30 mm; M 12; Titanlegierung; TiOB®-beschichtet	S7.311.30	
7.311.01		Kompressionsschraube für DHS; M 4 x 27 mm; Länge 35 mm; SW 3.5; Titanlegierung	S7.311.01	
3.310.52		Trageschraube Hülse für KFN; Ø 12 x 52 mm; Titanlegierung; TiOB®-beschichtet	S3.310.52	

Implantate - Schrauben; Titanlegierung; TiOB®-beschichtet

7.313.70		Trageschraube für KFN; Ø 10 x 70 mm; Titan	S7.313.70	
7.313.75		Trageschraube für KFN; Ø 10 x 75 mm; Titan	S7.313.75	



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

StZi | Edition 03 | 2024-06
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

KFN-Königseer-Femur-Nagel


Titan

nicht steril verpackt / steril verpackt



Art.-Nr. 7.313.120

Art.-Nr. steril S7.313.120

Art.-Nr.	EAN	Bezeichnung	Art.-Nr. steril	EAN steril
Implantate - Schrauben; Titanlegierung; TiOB®-beschichtet				
7.313.80		Trageschraube für KFN; Ø 10 x 80 mm; Titan	S7.313.80	
7.313.85		Trageschraube für KFN; Ø 10 x 85 mm; Titan	S7.313.85	
7.313.90		Trageschraube für KFN; Ø 10 x 90 mm; Titan	S7.313.90	
7.313.95		Trageschraube für KFN; Ø 10 x 95 mm; Titan	S7.313.95	
7.313.100		Trageschraube für KFN; Ø 10 x 100 mm; Titan	S7.313.100	
7.313.105		Trageschraube für KFN; Ø 10 x 105 mm; Titan	S7.313.105	
7.313.110		Trageschraube für KFN; Ø 10 x 110 mm; Titan	S7.313.110	
7.313.115		Trageschraube für KFN; Ø 10 x 115 mm; Titan	S7.313.115	
7.313.120		Trageschraube für KFN; Ø 10 x 120 mm; Titan	S7.313.120	
7.313.125		Trageschraube für KFN; Ø 10 x 125 mm; Titan	S7.313.125	
7.313.130		Trageschraube für KFN; Ø 10 x 130 mm; Titan	S7.313.130	

Information

TiOB® beschreibt eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550

Fax +49 36738 498-559

Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

StZi | Edition 03 | 2024-06
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.