

Set KFN ISK T

Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.344.00




Art.-Nr. 7.1KF.10/210
Art.-Nr. S7.1KF.10/210



Art.-Nr. 7.1KF.11/210
Art.-Nr. S7.1KF.11/210



Art.-Nr. 7.1KF.12/210
Art.-Nr. S7.1KF.12/210



Innensechskant

Set Implantate; Set-Nr. 19.344.00
Siebkorb Implantate; Art.-Nr. 19.345.00
nicht steril verpackt

Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril zur Verfügung.
Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.344.00

Art.-Nr.	Art.-Nr. steril	Bezeichnung	Menge
Implantate – KFN Nägel			
KFN-Königseer-Femur-Nagel 130°; Titan			
7.1KF.10/210	S7.1KF.10/210	Ø 10 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm	1
7.1KF.11/210	S7.1KF.11/210	Ø 11 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm	1
7.1KF.12/210	S7.1KF.12/210	Ø 12 x 210 mm; durchbohrt; Innen-Ø 4.7 mm	1
Implantate – Schrauben			
Verriegelungsschraube für KFN Ø 5.5 mm; selbstschneidend; Titan; TiOB®			
3.157.26	S3.157.26	Länge 26 mm	2
3.157.28	S3.157.28	Länge 28 mm	2
3.157.30	S3.157.30	Länge 30 mm	2
3.157.32	S3.157.32	Länge 32 mm	2
3.157.34	S3.157.34	Länge 34 mm	2
3.157.36	S3.157.36	Länge 36 mm	2
3.157.38	S3.157.38	Länge 38 mm	2
3.157.40	S3.157.40	Länge 40 mm	2
3.157.42	S3.157.42	Länge 42 mm	2
3.157.44	S3.157.44	Länge 44 mm	2
Verschlusschraube für KFN; Titan			
7.311.12	S7.311.12	ohne Feststellbolzen; Länge 28 mm; M 12	2
7.311.30	S7.311.30	mit Feststellbolzen; Länge 30 mm; M 12; TiOB®	2
Kompressionsschraube für KFN; Titan			
7.311.01	S7.311.01	M 4 x 27 mm; Länge 35 mm; SW 3.5	2
Trageschraube Hülse f. KFN; Titan; TiOB®			
3.310.52	S3.310.52	Trageschraube Hülse für KFN; Ø12 x 52 mm	2

Set KFN ISK T


Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.344.00

Art.-Nr.	Art.-Nr. steril	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben			
Rotationssicherungsschraube für KFN; Ø 6.0 mm; Titan; TiOB®			
3.428.75	S3.428.75	Länge 75 mm	1
3.428.80	S3.428.80	Länge 80 mm	1
3.428.85	S3.428.85	Länge 85 mm	1
3.428.90	S3.428.90	Länge 90 mm	1
3.428.95	S3.428.95	Länge 95 mm	1
3.428.100	S3.428.100	Länge 100 mm	1
3.428.105	S3.428.105	Länge 105 mm	1
3.428.110	S3.428.110	Länge 110 mm	1
3.428.115	S3.428.115	Länge 115 mm	1
3.428.120	S3.428.120	Länge 120 mm	1
Trageschraube für KFN; Ø 10 mm; Titan; TiOB®			
7.313.85	S7.313.85	Länge 85 mm	1
7.313.90	S7.313.90	Länge 90 mm	1
7.313.95	S7.313.95	Länge 95 mm	1
7.313.100	S7.313.100	Länge 100 mm	1
7.313.105	S7.313.105	Länge 105 mm	1
7.313.110	S7.313.110	Länge 110 mm	1
7.313.115	S7.313.115	Länge 115 mm	1
7.313.120	S7.313.120	Länge 120 mm	1
7.313.125	S7.313.125	Länge 125 mm	1
7.313.130	S7.313.130	Länge 130 mm	1
Siebkorb			
19.345.00	–	Siebkorb mit Einsatz für Implantate KFN	1

Set KFN ISK T

Titan
nicht steril verpackt Set-Nr. 19.344.00



Innensechskant

Set1 Instrumente; Set-Nr. 19.344.00
Siebkorb 1 Instrumente; Art.-Nr. 19.347.00
nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. steril	Bezeichnung	Menge
Instrumente – Farbcode rot			
10.264.19	–	Markraumbohrer; Ø 17 x 269 mm; durchbohrt; Innen-Ø 3.5 mm	1
10.264.20	–	Gewebeschutzhülse für Markraumbohrer; Ø 20 x 107 mm; Innen-Ø 17.2 mm	1
10.264.21	–	Hülse für Markraumbohrer; Ø 17 mm/Ø 3.2 x 121 mm	1
10.264.22	–	Trokar für Hülse für Markraumbohrer; Ø 3.0 x 132 mm	1
Drähte – Farbcode rot			
2.984.30/400	–	Führungsdraht; Ø 3.0 x 400 mm; Gewinde 10; Stahl	5
Instrumente – Farbcode gelb			
10.264.01	–	Eindrehinstrument	1
10.264.02	–	Fixierstab f. Eindrehinstrument; Ø 4.0 x 336 mm	1
10.2646.03	–	Sechskantschraubendreher mit Griff und Haltehülse; SW 3.5	1
10.264.04	–	Messstab für Trageschraube	1
10.264.05	–	Hülse für Trageschraube; Ø 16 mm/ Ø 14 x 200 mm	1
10.264.06	–	Hülse für Trageschrauben; Ø 14 mm/ Ø 2.7 x 211 mm	1
10.264.07	–	Trokar für Hülse für Trageschraube; Ø 2.5 x 222 mm	1
10.264.08	–	Stufenbohrer für Trageschraube; komplett	1
10.264.27	–	T-Griffstück mit SK für KFN-Eindrehinstrument; durchbohrt; Innen-Ø 4.2 mm	1
Drähte – Farbcode gelb			
2.984.25/400	–	Führungsdraht; Ø 2.5 x 400 mm; Gewinde 10; Stahl	5
Siebkorb			
19.347.00	–	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente 1 KFN	1

Set KFN ISK T
Titan
nicht steril verpackt Set-Nr. 19.344.00




 Innensechskant

Set 2 Instrumente; Set-Nr. 19.344.00
Siebkorb 2 Instrumente; Art.-Nr. 19.348.00
nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. steril	Bezeichnung	Menge
Instrumente – Farbcode grün			
10.264.12	–	Hülse für Rotationssicherungsschraube; Ø 8.8 mm/ Ø 6.7 x 198 mm	1
10.264.14	–	Hülse für Rotationssicherungsschraube; Ø 6.5 mm/ Ø 2.2 x 205 mm	1
10.264.15	–	Trokar für Hülse für Rotationssicherungsschraube; Ø 2.0 x 215 mm	1
10.264.16	–	Spiralbohrer; Ø 6.0 x 400 mm; 4-lippig; Spirallänge 55 mm; durchbohrt; Innen-Ø 2.2 mm	1
10.2646.17	–	Sechskantschraubendreher mit Griff; durchbohrt; Innen-Ø 2.2 mm; SW 3.5	1
10.264.18	–	Ausdrehhülse; Ø 10 x 200.5 mm	1
Drähte – Farbcode grün			
2.984.20/400	–	Führungsdraht; Ø 2.0 x 400 mm; Gewinde 10; Stahl	5
Instrumente – Farbcode silber			
10.261.011	–	Bohrbuchse; Ø 8.0 x 150 mm; verzahnt; silber	1
10.261.031	–	Bohrbuchse; Ø 4.8 x 160 mm; silber	1
10.261.15	–	Spiralbohrer; Ø 4.8 x 305 mm; Spirallänge 60 mm	1
10.261.16	–	Messinstrument mit Haken; Messbereich 110 mm	1
2.930.35	–	Sechskantschraubendreher mit T-Griff für Ø 4.5 mm bis Ø 7.0 mm; Länge 232 mm	1
10.2636.01	–	Nagelein- und ausschläger für KFN	1
Siebkorb			
19.348.00	–	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente 2 KFN	1

Set KFN ISK T

Titan
nicht steril verpackt Set-Nr. 19.344.00




Innensechskant

Set 3 Instrumente; Set-Nr. 19.344.00
Siebkorb 3 Instrumente; Art.-Nr. 19.349.00
nicht steril verpackt


Art.-Nr.	Art.-Nr. steril	Bezeichnung	Menge
Instrumente – Zielbügelssystem			
10.264.50	–	KFN-Zielbügel	1
10.264.50/3	–	Spannschraube für KFN-Zielbügel	1
10.264.51	–	Aufsatz für Zielbügel; distal; komplett	1
10.264.52	–	Aufsatz für Zielbügel; 130°; komplett	1
10.264.55	–	Aufsatz für Zielbügel; 125°; komplett	1
Instrumente			
10.262.04	–	Gebogene Ahle; groß	1
10.263.05	–	Maulschlüssel; SW 17	1
10.264.09	–	Ausdrehinstrument mit T-Griff	1
10.264.10	–	Fixierstab für Ausdrehinstrument; Ø 4.0 x 270 mm	1
10.264.11A	–	Einschlagadapter für Zielbügel 10.264.50	1
10.264.23	–	Hautschutz	1
10.264.24	–	Kunststoffhammer	1
10.264.29	–	Sechskantschraubendreher mit T-Griff; SW 8	1
10.264.30/3	–	Spannschraube für KFN-Zielbügel	1
Siebkorb			
19.349.00	–	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente 3 KFN	1

Set KFN ISK T
Titan
nicht steril verpackt Set-Nr. 19.344.00



 Innensechskant

Set Implantate; Set-Nr. 19.344.00
Siebkorb Implantate; Art-Nr. 19.345.00
nicht steril verpackt



 Innensechskant

Set1 Instrumente; Set-Nr. 19.344.00
Siebkorb 1 Instrumente; Art-Nr. 19.347.00
nicht steril verpackt

Information

TiOB® beschreibt eine Oberflächenbearbeitung, die optimierte Eigenschaften mit sich bringt.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559


Mail bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de


StZi | Edition 03 | 2024-06
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Set KFN ISK T
Titan
nicht steril verpackt Set-Nr. 19.344.00



 Innenseckant

Set 2 Instrumente; Set-Nr. 19.344.00
Siebkorb 2 Instrumente; Art.-Nr. 19.348.00
nicht steril verpackt



 Innenseckant

Set 3 Instrumente; Set-Nr. 19.344.00
Siebkorb 3 Instrumente; Art.-Nr. 19.349.00
nicht steril verpackt

Zur Beratung bezüglich des Systems wenden Sie sich gern an unser Serviceteam oder Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter.