


Alle Vorteile auf einen Blick

- Kurze und lange Nägel;
unterschiedliche Durchmesser (10 mm - 13 mm)
- Unterschiedliche CCD-Winkel (125° und 130°)
- Farbcodiertes Instrumentarium für leichtere Handhabung
- Spezielles Trageschrauben-Design mit kontrolliertem Kompressionsweg von 15 mm, dadurch hohes Maß an Primärstabilität
- Röntgendurchlässiger, leichter, kohlefaserverstärkter Kunststoffzielbügel in Modular-Technik



Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für den **KFN-Königseer-Femur-Nagel** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienst-Mitarbeiter.



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Deutschland

bestellung@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498-550

ALLE PRODUKTE AUCH UNTER
DER MDR IN NICHT STERIL UND
STERIL ERHÄLTlich.



www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH
SiZi | Edition 03 | 2024-06



KFN-KÖNIGSEER-FEMUR-NAGEL

Proximaler Femurnagel



 **Königsee**
Implantate

Zielgruppe

Die Versorgung mit dem KFN erfolgt bei adulten Patienten. Kinder oder Jugendliche, bei denen das Wachstum noch nicht abgeschlossen ist, dürfen nicht versorgt werden.



Eigenschaften

Produkteigenschaften kurze Nägel:

- Länge 210 mm
- Kanüliert
- Titanlegierung
- Oberfläche anodisiert

Farbcodierung der Nageldurchmesser:

- Ø 10 mm: anodisiert lila
- Ø 11 mm: anodisiert grünblau
- Ø 12 mm: anodisiert blau
- Ø 13 mm: anodisiert braun

Produktvarianten:

- Art.-Nr. 7.1KF.XX/210
· CCD-Winkel: 130°
- Art.-Nr. 7.3KF.XX/210
· CCD-Winkel: 125°


Produkteigenschaften lange Nägel:

- Ø 10.5 mm
- Kanüliert
- Titanlegierung
- Goldgelb anodisiert

Produktvarianten:

- Art.-Nr. 7.1KF10,5L/XXX
(Femur links)
- Art.-Nr. 7.1KF10,5R/XXX
(Femur rechts)
- Längen: 340 mm, 420 mm
- CCD-Winkel: 130°
- Art.-Nr. 7.3KF10,5L/XXX
(Femur links)
- Art.-Nr. 7.3KF10,5R/XXX
(Femur rechts)
- Längen: 340 mm, 380 mm
- CCD-Winkel: 125°

Set Königseer-Femur-Nagel




Set Implantate; Set-Nr. 19.344.00  Innensechskant
Siebkorb Implantate; Art.-Nr. 19.345.00




Art.-Nr. 7.1KF.10/210 Art.-Nr. 7.1KF.11/210 Art.-Nr. 7.1KF.12/210

Siebkorb1 Instrumente 19.347.00
Set-Nr. 19.344.00



Siebkorb 2 Instrumente 19.348.00
Set-Nr. 19.344.00



Siebkorb 3 Instrumente 19.349.00
Set-Nr. 19.344.00

