


Set Distale Fibulaplatte 3.5 vws ISK T / IMPLANTATE steril

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.474.00 / steril verpackt Set. Nr. 19.474.00PS+




Art.-Nr. 5.07803.09
Art.-Nr. S5.07803.09



Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.474.00

Implantate im Set **steril verpackt** Set-Nr. 19.474.00PS+

 **Innensechskant**
Set-Nr. 19.474.00
nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. steril	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten			
Variabel winkelstabile distale Fibulaplatte Ø3.5; Titan			
5.07803.07	S5.07803.07	Fibulaplatte m. kon. Gew. 3,5; 7 L; 96 x 10; vws; T	1
5.07803.09	S5.07803.09	Fibulaplatte m. kon. Gew. 3,5; 9 L; 122 x 10; vws; T	1
5.07803.11	S5.07803.11	Fibulaplatte m. kon. Gew. 3,5; 11 L; 148 x 10; vws; T	1
Implantate – Schrauben			
Winkelstabile Kortikalisschraube 3.5; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan			
3.133.10	S3.133.10	Länge 10	4
3.133.12	S3.133.12	Länge 12	4
3.133.14	S3.133.14	Länge 14	4
3.133.16	S3.133.16	Länge 16	4
3.133.18	S3.133.18	Länge 18	4
3.133.20	S3.133.20	Länge 20	4
3.133.22	S3.133.22	Länge 22	4
3.133.24	S3.133.24	Länge 24	4
3.133.26	S3.133.26	Länge 26	4
Kortikalisschraube 3.5; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan			
3.132.10	S3.132.10	Länge 10	2
3.132.12	S3.132.12	Länge 12	2
3.132.14	S3.132.14	Länge 14	2
3.132.16	S3.132.16	Länge 16	2
3.132.18	S3.132.18	Länge 18	2
3.132.20	S3.132.20	Länge 20	2
3.132.22	S3.132.22	Länge 22	2
3.132.24	S3.132.24	Länge 24	2

Set Distale Fibulaplatte 3.5 vws ISK T / IMPLANTATE steril

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.474.00 / steril verpackt Set. Nr. 19.474.00PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. steril	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben			
3.132.26	S3.132.26	Länge 26	2
3.132.28	S3.132.28	Länge 28	2
3.132.30	S3.132.30	Länge 30	2
3.132.34	S3.132.34	Länge 34	2
3.132.36	S3.132.36	Länge 36	2
3.132.38	S3.132.38	Länge 38	2

Instrumente			
2.904.05	S2.904.05	Spiralbohrer f.SK;Ø2,5x105;Spl50;2-lippig	1
2.904.10	S2.904.10	Spiralbohrer f.SK;Ø3,5x110;Spl40;2-lippig	1
2.977.08	-	Bohrbuchse m.Griff f.variabel winkelst.Verschraub.;Ln 45;KF	1
2.977.01	-	Bohrbuchse f.winkelstabile Verschraubung;Ln 45;KF	2
10.500.27A	-	Bohrbuchse m.Griff f.KF;Grifflänge 55	1
10.520.30	-	Doppelbohrbuchse m.Feder;Ø2,5/Ø3,5	1
2.9406.25	-	Sechskantschraubendreher m.Griff f.Schr.Ø2,7-Ø4,0;SW2,5;kon.	1
2.953.60	-	Messgerät m.Haken f.Schrauben Ø3,5-Ø4;MB 60	1
2.911.06	-	Biegehebel f.Rekoplatten KF	2
2.954.01	-	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1

Drähte			
6.031.16	S6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø1.6 x 150; Stahl	5

Siebkorb			
19.475.00/1	-	Siebkorb m.Einsatz f.Instr.u.Impl.f.winkelstabile Platten KF	1

Set- Nr. 19.474.00PS+ kombinierbar mit:


19.474.00 Distale Fibulaplatte 3.5 vws ISK T SET
19.035.001 KF-3.5-Instrumentarium ISK INSTRUMENTE




Set Distale Fibulaplatte 3.5 vws ISK T / IMPLANTATE steril

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.474.00 / steril verpackt Set. Nr. 19.474.00PS+



 Innensechskant
Set-Nr. 19.474.00
nicht steril verpackt