

Set VaWiKo® distale Fibulaplatte 3.5 ISK T / IMPLANTATE steril


variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm; Kopf 5.0 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.474.00/2 / steril verpackt Set. Nr. 19.474.00/2PS+



Art.-Nr. 5.07813.09

Art.-Nr. S5.07813.09



Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set- Nr. 19.474.00/2





Implantate im Set **steril verpackt** Set- Nr. 19.474.00/2PS+

 Innensechskant

Set-Nr. 19.474.00/2

nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. steril	Bezeichnung	Menge
Implantate – Platten			
VaWiKo® distale Fibulaplatte 3.5 LochØ5; Titan			
5.07813.06	S5.07813.06	VaWiKo® Lat.Dist.Fibula Pl. 3.5; 4/2 Loch; L 83 mm	1
5.07813.07	S5.07813.07	VaWiKo® Lat.Dist.Fibula Pl. 3.5; 4/3 Loch; L 96 mm	1
5.07813.09	S5.07813.09	VaWiKo® Lat.Dist.Fibula Pl. 3.5; 4/5 Loch; L 122 mm	1

Implantate – Schrauben			
Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Kopf 5.0; Titan  			
3.136.10	S3.136.10	Länge 10	4
3.136.12	S3.136.12	Länge 12	4
3.136.14	S3.136.14	Länge 14	4
3.136.16	S3.136.16	Länge 16	4
3.136.18	S3.136.18	Länge 18	4
3.136.20	S3.136.20	Länge 20	4
3.136.22	S3.136.22	Länge 22	4
3.136.24	S3.136.24	Länge 24	4
Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Vollgewinde; Titan  			
3.138.10	S3.138.10	Länge 10	2
3.138.12	S3.138.12	Länge 12	2
3.138.14	S3.138.14	Länge 14	2
3.138.16	S3.138.16	Länge 16	2
3.138.18	S3.138.18	Länge 18	2
3.138.20	S3.138.20	Länge 20	2
3.138.22	S3.138.22	Länge 22	2
3.138.24	S3.138.24	Länge 24	2

Set VaWiKo® distale Fibulaplatte 3.5 ISK T / IMPLANTATE steril

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm; Kopf 5.0 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.474.00/2 / steril verpackt Set. Nr. 19.474.00/2PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. steril	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben			
3.138.36	S3.138.36	Länge 36	2
3.138.38	S3.138.38	Länge 38	2
3.138.40	S3.138.40	Länge 40	2
3.138.42	S3.138.42	Länge 42	2
3.138.44	S3.138.44	Länge 44	2
3.138.46	S3.138.46	Länge 46	2
3.138.48	S3.138.48	Länge 48	2
3.138.50	S3.138.50	Länge 50	2

Instrumente			
2.904.06	S2.904.06	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 2,5 x 125 mm; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.904.10	S2.904.10	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 3,5 x 110 mm; Spirallänge 40 mm; 2-lippig	1
2.977.12	-	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkelstabile Verschraubung 3,5 mit Kopf Ø 5,0 mm	1
2.977.13	-	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 3,5 mit Kopf Ø 5,0 mm	2
10.520.30	-	Doppelbohrbuchse mit Feder; Ø 2,5 mm/Ø 3,5 mm	1
2.9406.25	-	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2,7 mm - Ø 4,0 mm; SW 2,5; konisch	1
2.953.60	-	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 3,5 mm - Ø 4,0 mm; MB 60 mm	1
2.924.35	-	Gewindebohrer für SK für Kortikalisschrauben; Ø 3,5 x 110 mm	1
2.954.01	-	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1

Zubehör			
3.200.02	S3.200.02	Unterlegscheibe; A-Ø 7,0 mm/I-Ø 3,8 mm; Titan	3

Drähte			
6.031.16	S6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø1.6 x 150; Stahl	5

Siebkorb			
19.475.00/2	-	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/ Implantate für vws Platten Kleinfragment und Schrauben bis Länge 50 mm	1

Optional erhältlich:

5.07813.11 S5.07813.11 VaWiKo® Lat. Dist. Fibula Pl. 3.5; 4/7 Loch; L 148 mm

Set- Nr. 19.474.00/2PS+ kombinierbar mit:


19.474.00/2 VaWiKo® distale Fibulaplatte 3.5 ISK T SET
19.035.001 KF-3.5-Instrumentarium ISK INSTRUMENTE




Set VaWiKo® distale Fibulaplatte 3.5 ISK T / IMPLANTATE steril

variabel winkelstabil; für Schrauben Ø 3.5 mm; Kopf 5.0 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.474.00/2 / steril verpackt Set. Nr. 19.474.00/2PS+



 Innensechskant
Set-Nr. 19.474.00/2
nicht steril verpackt