

# Set Ellenbogen 3.5 ws ISK T

winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.551.00




Art.-Nr. 5.8522.56



Art.-Nr. 5.8563.46





Art.-Nr. 5.08743.10




Set-Nr. 19.551.00  Innensechskant

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Platten</b>		
<b>Distale Humerusplatte mit konischem Gewinde 3.5; Titan</b>		
5.8522.54	5/4 Loch; Länge 78 mm; lateral mit Ausleger; rechts	1
5.8522.56	5/6 Loch; Länge 102 mm; lateral mit Ausleger; rechts	1
5.8532.54	5/4 Loch; Länge 78 mm; lateral mit Ausleger; links	1
5.8532.56	5/6 Loch; Länge 102 mm; lateral mit Ausleger; links	1
5.8563.44	4/4 Loch; Länge 76 mm; medial; vws; rechts	1
5.8563.46	4/6 Loch; Länge 100 mm; medial; vws; rechts	1
5.8573.44	4/4 Loch; Länge 76 mm; medial; vws; links	1
5.8573.46	4/6 Loch; Länge 100 mm; medial; vws; links	1
<b>Olecranonplatte mit Kralle und konischem Gewinde 3.5; Titan</b>		
5.08743.10	10 Loch; Länge 99 mm; vws	1
5.08743.14	14 Loch; Länge 151 mm; vws	1

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
<b>Implantate – Schrauben</b>		
<b>Kortikalisschraube mit konischem Kopfgewinde Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan</b>		
		 Innensechskant
3.133.10	Länge 10 mm	5
3.133.12	Länge 12 mm	5
3.133.14	Länge 14 mm	5
3.133.16	Länge 16 mm	5
3.133.18	Länge 18 mm	5
3.133.20	Länge 20 mm	5
3.133.22	Länge 22 mm	5
3.133.24	Länge 24 mm	5
3.133.26	Länge 26 mm	5
3.133.28	Länge 28 mm	5
3.133.30	Länge 30 mm	5
3.133.32	Länge 32 mm	5
3.133.34	Länge 34 mm	5
3.133.36	Länge 36 mm	5
3.133.38	Länge 38 mm	5
3.133.40	Länge 40 mm	5
3.133.45	Länge 45 mm	5
3.133.50	Länge 50 mm	5
3.133.55	Länge 55 mm	5
3.133.60	Länge 60 mm	5

# Set Ellenbogen 3.5 ws ISK T


winkelstabil; Titan; Set-Nr. 19.551.00

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Implantate – Schrauben		
	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Titan 	
3.132.10	Länge 10 mm	2
3.132.12	Länge 12 mm	2
3.132.14	Länge 14 mm	2
3.132.16	Länge 16 mm	2
3.132.18	Länge 18 mm	2
3.132.20	Länge 20 mm	4
3.132.22	Länge 22 mm	4
3.132.24	Länge 24 mm	4
3.132.26	Länge 26 mm	4
3.132.28	Länge 28 mm	4
3.132.30	Länge 30 mm	4
3.132.32	Länge 32 mm	4
3.132.34	Länge 34 mm	4
3.132.36	Länge 36 mm	4
3.132.38	Länge 38 mm	4
3.132.40	Länge 40 mm	4
3.132.45	Länge 45 mm	2
3.132.50	Länge 50 mm	2
3.132.55	Länge 55 mm	2
3.132.60	Länge 60 mm	2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
Instrumente		
2.904.06	Spiralbohrer für Schnellkupplung; Ø 2,5 x 125 mm; Spirallänge 60 mm; 2-lippig	1
2.977.01	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; Länge 45 mm; Kleinfragment	2
2.977.08	Bohrbuchse mit Griff für variabel winkel- stabile Verschraubung; Länge 45 mm; Kleinfragment	1
10.500.27A	Bohrbuchse mit Griff für Kleinfragment; Grifflänge 55 mm	1
2.9406.25	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2,7 mm - Ø 4,0 mm; Schlüsselweite 2,5; konisch	1
2.953.60	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 3,5 mm - Ø 4,0 mm; Messbereich 60 mm	1
2.954.01	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1

Drähte		
6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1,6 x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb		
19.550.00	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate für den Ellenbogen	1



Set-Nr. 19.551.00  Innensechskant