

Alle Vorteile auf einem Blick

- Perkutane Implantation zur **optimalen Weichteilschonung**
- **Stabile kortikale Implantatverankerung** unabhängig von der Bohrdauer
- Frakturkompression
- Implantation **nur eines Kompressionsdrahtes** ermöglicht bei ausreichender Frakturverzahnung und guter Knochenqualität die frühfunktionelle Nachbehandlung
- Keine postoperative Ruhigstellung notwendig
- Einfache Materialentfernung



Ihr Kontakt zu uns

Wenn wir Ihr Interesse für den **PERKUTANEN KOMPRESSIONSDRAHT** wecken konnten, melden Sie sich bei uns oder bei Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter.



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Germany

bestellung@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498-550

Alle Implantate stehen auf Anfrage sowohl nicht steril verpackt als auch steril verpackt zur Verfügung.

www.koenigsee-implantate.de

Copyright © Königsee Implantate GmbH/HeBo | Edition 01 | 2019-06

PERKUTANER KOMPRESSIONSDRAHT

zur Versorgung von
Fingerschaftfrakturen



 **Königsee**
Implantate

Indikation

- Einfache Quer- und kurze Schrägfrakturen des Fingergrund- und Mittelgliedschafts

Zielgruppe

- Die Versorgung mit einem perkutanen Kompressionsdraht erfolgt bei adoleszenten und erwachsenen Patienten.
- Es liegt keine Einschränkung auf ausgewählte ethnische Gruppen vor. Die Patientenklientel wird lediglich durch anatomische Parameter begrenzt.

Eigenschaften

- Implantatstahl mit elektropolierter Oberfläche
- Ø 1.2 mm / 1.8 mm
- Länge 150 mm
- Gewindeabstände 5 mm, 10 mm oder 15 mm

