

Ventajas del tratamiento

- Implantación percutánea para una **protección óptima de los tejidos blandos**
- **Fijación cortical estable del implante independientemente** del tiempo de perforación
- Compresión de la fractura
- La implantación de **un único alambre de compresión** permite un tratamiento postoperatorio funcional precoz si se consigue un encaje suficiente de la fractura y la calidad ósea es buena
- No se requiere inmovilización tras la intervención
- Retirada sencilla del material

Contacto

Si pudiéramos despertar su interés por el **ALAMBRE DE COMPRESIÓN PERCUTÁNEO** por favor, póngase en contacto con nosotros o con su representante de ventas.



Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf
Alemania

export@koenigsee-implantate.de
+ 49 36738 498-560

A petición todos los implantes están disponibles embalado en estéril o no estéril.

ALAMBRE DE COMPRESIÓN PERCUTÁNEO

Para el tratamiento de fracturas de los huesos de los dedos de la mano



www.koenigsee-implantate.de

Indicaciones

- Fracturas transversales sencillas y fracturas oblicuas de poca longitud de las falanges proximal y media

Grupo objetivo

- El tratamiento con un alambre de compresión percutáneo está indicado en pacientes adultos y en adolescentes.
- No existe ninguna limitación entre grupos étnicos concretos. La idoneidad de los pacientes se determina exclusivamente por parámetros anatómicos.

Propiedades del producto

- Acero para implantes con superficie electro pulida
- Ø 1.2 mm / 1.8 mm
- Longitud 150 mm
- Distancia de rosca 5 mm, 10 mm, 15 mm

