

Set Instrumental VaWiKo® Placa EPI 4.0 eav HI

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 4.0 mm; N.º set 19.563.00I



Ilustración 19.563.00I  Hexàgono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
2.977.17	Casq. talad. con mango para atorn. áng. fijo var. 4.0; longitud 68 mm	1
2.950.150	Varilla de medición para tornillos perforados Ø 2.7 mm - Ø 4.0 mm; longitud 150 mm; camp. med. 80 mm	1
2.906.40	Pre-Taladro ACRA 3.0; LP 60 mm; can. 1.8; escala; longitud 100 mm	1
2.9436.40	Dest. hexagonal con mango para Ø 2.7 mm - Ø 4.0 mm; perforado; IØ 1.7 mm; AnLi 2.5; longitud 215 mm	1
2.977.16	Casq. taladr. con atorn. áng. fijo 4.0; longitud 68 mm	2
2.904.25	Broca helicoidal ACRA 3.0; espiral 60; labio 2; longitud 155 mm	1

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
2.977.14	Casquillo de taladro con atornillamiento ángulo fijo 2.0; longitud 45 mm	1
2.953.65	Ap. medic. con gancho para tornillos Ø 2.7 mm; RM 60 mm	1

Alambres		
2.982.16	Aguja guía; Ø 1.6 x 150 mm; rosca 10; acero	5
6.031.10	Alambre de Kirschner con punto de trocar y extr. red.; Ø 1.0 x 150 mm; acero	5

Tambor perforado		
19.562.00	Cesta de malla con pieza insertada para placa VaWiKo® EPI e instrumentos	1